

Краткая версия инструкции к DIY tRNS v1.1.0-duo

Сканируйте для чтения полной инструкции



DIY tRNS — устройство для немедицинского использования, источник малых токов, идентичных по форме tDCS/tRNS/tACS/др. tES. Для достижения наилучших результатов требуется ответственный подход к процессу стимуляции, строго следуйте рекомендациям по монтажам и проведению сеансов из надёжных источников. Для медицинских задач обращайтесь к медицинским специалистам. Не сочетайте стимуляцию с препаратами без прямой рекомендации медицинского специалиста, то есть при самостоятельных практиках не сочетайте никогда.

Меры безопасности

Полный список — в полной инструкции (QR в начале страницы). Коротко:

- Не запускайте сеанс при подключённой зарядке и при заряде аккумулятора ниже 40% (устройство и само выдаст ошибку).
- Следите за током на экране: если он более чем на 15–20% выше выставленного, немедленно прекратите сеанс.
- Сильное жжение или другой острый дискомфорт — немедленно прекратите сеанс.
- Не монтируйте электроды на родинках, повреждениях кожи и близко к ним.
- Берегите прибор от попадания воды и электролита внутрь: если применяются губки, гнездо должно быть выше нижней точки кабеля, руки сухие.

Комплектация

1. DIY tRNS.
2. Электродный кабель 2.35×0.7 мм с красным анодом, с наружного контакта срезан пластиковый кожух; выходы — штыри 2 мм.
3. Электрод круглый анодный 32 мм с коннектором-гнездом 2 мм.
4. 2 квадратных электрода 50×50 мм с коннектором-гнездом 2 мм.
5. Губка пороносовая круглая.
6. 2 квадратных губки.
7. Эластичная лента (удобна для монтажа электрода на лоб, например на F3).
8. Эластичный бинт.
9. Краткая инструкция.
10. Возможны дополнительные электроды и электродные кабели для многоканальных моделей.

С мокрыми губками или без

Губки обязательны для tDCS и любой стимуляции с постоянной составляющей (ненулевой DC-offset), а также в любом режиме, если электрод ложится на волосы или кожа повышенной чувствительности.

Губки не нужны для tRNS, tACS и других стимуляций с нулевым матожиданием на открытой коже без волос — гидрогелевый электрод клеится прямо на кожу. С губками они тоже работают, эффективность та же.

Способы можно смешивать: один электрод на волосах с губкой, другой на открытой коже без неё. Подробнее — в полной инструкции.

Подготовка к сеансу

Предполагается, что устройство откалибровано и полярность верная (полярность важна только для tDCS) — это точно так, если вы не меняли и не сбрасывали настройки и не заменяли электродный кабель.

Если нужны губки, приготовьте электролит: смешайте половину чайной ложки соли с 350 мл воды. Этого хватит на весь курс в 5–10 дней, чтобы вода не выпаривалась, используйте тару с закрывающейся крышкой.

Выберите нужный режим стимуляции (tDCS/tRNS/tACS/др.) и установите параметры: ток, продолжительность сеанса, а для tACS ещё и частоту (см. «Меню и настройки»).

Отклейте электроды от защитной плёнки (плёнки ещё пригодятся, электроды многоразовые). С губками: приложите губки к чёрной поверхности — гель отлично приклеивается к сухой губке, затем окуните их в электролит и слегка отожмите лишнее, чтобы губки были очень влажными, но с них не капало. Без губок: сразу клейте электрод чёрным гидрогелевым слоем на кожу.

Наденьте повязки для удержания электродов в монтажных точках и подсуньте под них электроды мокрой губкой к коже (или наденьте повязку поверх приклеенного электрода). На коже в местах монтажа не должно быть повреждений и родинок.

Подключите электроды к кабелю, а кабель к гнезду устройства пока не подключайте! Выберите и нажмите «СТАРТ» — появится сообщение, что теперь нужно подключить электродный кабель к гнезду (по умолчанию в одноканальном режиме активно только левое гнездо).

Проведение сеанса

Совмещайте сеанс tDCS/tRNS с одновременным выполнением действий на развиваемый навык — это значительно усилит эффективность практики. После сеанса также практикуйте целевой навык чаще, на протяжении всего курса и пары недель после него. Это позволит использовать усиленную сеансами нейропластичность для формирования полезных долговременных изменений.

Во время сеанса рекомендуется поглядывать на дисплей устройства — там подробная информация о том, как протекает сеанс.

Действия после сеанса

Снимите повязку/бинты и электроды с головы и/или плеча.

Промойте электроды с губками водой и отклейте губки (если они использовались) — от мокрой губки электрод легко отделяется.

Отожмите губки, а электродам дайте подсохнуть чёрным слоем вверх минут 10–15, потом наклейте на электроды защитные плёнки.

Обратная связь

Сделаем эту инструкцию и сам прибор DIY tRNS лучше вместе.

Пишите мне на бусте <https://boosty.to/e-kolkhoz>



Или, если очень срочно, в телеграм <https://t.me/ekolkhoz>

